


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fosb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Numéro d'article: CM0016835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le FOSB humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude des fonctions du facteur de transcription AP-1 dans la régulation des amplificateurs nucléosomiques et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOSB Rabbit pAb
Remarques/Alias	AP-1 ; G0S3 ; GOS3 ; GOSB ; FOSB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2354
GeneID	2354
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du FOSB humain (NP_006723.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P53539
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace