

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fosl1 (Validé Kd) Pour Wb, Elisa - P15407

Numéro d'article: CM0024682

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD dirigé contre le FOSL1 humain (FRA1) pour les applications de Western blot et ELISA. Provenant de la plateforme de matières premières pour IVD tout-en-un de CamelBio, cet anticorps détecte une bande d'environ 29 kDa. Swiss-Prot : P15407.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] FOSL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FRA; FRA1; fra-1; [Validé KD] FOSL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8061
GeneID	8061
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du FOSL1 humain (NP_005429.1?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15407
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace