

Anticorps Polyclonal Anti-Foxc1 Pour Wb, Elisa - Q12948

Numéro d'article: CM0025947

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FOXC1 validé pour le Western blot et l'ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la fonction du facteur de transcription dans le développement, le cancer et la recherche oculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARA ; IGDA ; IHG1 ; ASGD3 ; FKHL7 ; IRID1 ; RIEG3 ; FREAC3 ; FREAC-3 ; FOXC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2296
GeneID	2296
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 404-553 de FOXC1 humain (NP_001444.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12948
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace