

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxd1 Pour Wb, Elisa - Q16676

Numéro d'article: CM0024554

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FOXD1 humain, validé pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	2297
Identifiant du gène	2297
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 du FOXD1 humain (NP_004463.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16676
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sachet de glace