

Anticorps Polyclonal Anti-Foxi1 Pour Wb, Elisa - Q12951

Numéro d'article: CM0020245

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant FOXI1, un facteur de transcription forkhead essentiel au développement de l'oreille interne et des reins. Validé pour la WB et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXI1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2299
GeneID	2299
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de FOXI1 humain (NP_036320.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q12951
Poids moléculaire	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant