

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxj1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q92949

Numéro d'article: CM0020071

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FOXJ1 humain, un facteur de transcription essentiel à la formation des cils mobiles. Validé pour les applications WB, IP, ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ciliopathies et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXJ1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HFH4; HFH-4; CILD43; FKHL13; FOXJ1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2302
GeneID	2302
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-421 de FOXJ1 humain. (NP_001445.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92949
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace