

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxk1 Pour Wb, Elisa - P85037

Numéro d'article: CM0014534



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FOXK1 humain, validé pour WB et ELISA. FOXK1 est un facteur de transcription à boîte forkhead régulant le métabolisme du glucose, la différenciation musculaire et l'autophagie. Convient pour les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FOXK1L; FOXK1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	221937
ID de gène	221937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-733 du FOXK1 humain (NP_001032242.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P85037
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace