

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxk2 Pour Wb Et Elisa - Q01167

Numéro d'article: CM0016682



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-FOXK2 pour WB et ELISA. Détecte le FOXK2 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, le métabolisme et l'autophagie. SWISS : Q01167.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FOXK2
Remarques/Alias	ILF ; ILF1 ; ILF-1 ; nGTBP ; FOXK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3607
GeneID	3607
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-430 du FOXK2 humain (NP_004505.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01167
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace