

Anticorps Monoclonal Anti-Foxl2 Pour Wb, Elisa - P58012

Numéro d'article: CM0008289



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FOXL2 pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec le FOXL2 humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur la différenciation ovarienne, la régulation de la transcription et les mécanismes de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin FOXL2
Remarques/Alias	BPES ; PFRK ; POF3 ; BPES1 ; PINTO ; FOXL2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	668
ID du gène	668
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 1-100 du FOXL2 humain (P58012)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P58012
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace