

Anticorps Polyclonal Anti-Foxm1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q08050

Numéro d'article: CM0019755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre FOXM1, validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte le FOXM1 humain, souris et rat. Immunogène recombinant correspondant aux aa 29-128 du FOXM1 humain. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la réparation de l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MPP2; HFH11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFH-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOXM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2305
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-128 du FOXM1 humain (NP_068772.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08050
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace