

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Foxn2 Pour Wb, Elisa - P32314

Numéro d'article: CM0006404

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le FOXN2 humain (protéine à boîte N2 de Forkhead) pour les applications WB et ELISA. Validé par knockout, reconnaît le FOXN2 humain. Convient pour les études de liaison au LTR du HTLV-I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] FOXN2 mAb Lapin
Remarques/Alias	HTLF; N2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3344
GeneID	3344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 204-431 du FOXN2 humain. (NP_002149.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P32314
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace