

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxn2 Pour If/Icc, Elisa - P32314

Numéro d'article: CM0029819

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FOXN2 validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec la protéine FOXN2 humaine, un facteur de transcription se liant au LTR du HTLV-I. Idéal pour les études sur la régulation des gènes viraux, le contrôle de la transcription et la biologie de la famille FOX.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FOXN2
Remarques/Alias	HTLF ; FOXN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3344
GeneID	3344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 172-431 de la FOXN2 humaine (NP_002149.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32314
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace