

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxn2 Pour Wb Et Elisa - P32314

Numéro d'article: CM0028312

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FOXN2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec FOXN2 humain et murin (HTLF), un facteur de transcription qui se lie au LTR du HTLV-I. Convient pour la recherche sur la chromatine et la transcription virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HTLF ; FOXN2
Espèce	Humain
ID du gène	3344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 172-431 de FOXN2 humain (NP_002149.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P32314
Poids protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace