

Anticorps Polyclonal Anti-Foxn3 Pour Wb Et Elisa - 000409

Numéro d'article: CM0015177



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre FOXN3, un répresseur transcriptionnel impliqué dans les points de contrôle des dommages à l'ADN. Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour les recherches sur le cycle cellulaire et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXN3 pAb de lapin
Remarques/Alias	CHES1; PRO1635; C14orf116; FOXN3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1112
GeneID	1112
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-468 de FOXN3 humain (NP_005188.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O00409
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace