

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxo1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12778

Numéro d'article: CM0030287



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FOXO1 (FKHR), validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris, de rat et de singe. Idéal pour la recherche sur le diabète, le métabolisme et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-580 du FOXO1 humain (NP_002006.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	Q12778
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace