

Anticorps Polyclonal Anti-Foxo1/Foxo3A/Foxo4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Numéro d'article: CM0020869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant FOXO1, FOXO3A et FOXO4 ; adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme, l'apoptose et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXO1/FOXO3A/FOXO4 Rabbit pAb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2308/2309/4303
GeneID	2308/2309/4303
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique de FOXO1/FOXO3A/FOXO4 humain (NP_002006.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Expédition	Sac de glace