

Anticorps Polyclonal Anti-Foxo3A Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Wvh4

Numéro d'article: CM0025304

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-FOXO3A détecte FOXO3A de souris et de rat. Il est adapté aux applications WB, IF/ICC, IF-P et ELISA dans la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXO3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	Fkhr2; FKHL1; Foxo3a; 1110048B16Rik; 2010203A17Rik
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	2309
GenelD	56484
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 371 et 470 de FOXO3A de souris (NP_062714.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réaction croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9WVH4
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace