

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Foxo3A Pour Wb, Elisa - O43524

Numéro d'article: CM0012000



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant FOXO3A, validé pour la WB et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Reconnaît une protéine de 71 kDa et détecte les niveaux endogènes. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-FOXO3A
Remarques/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2309
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 574 et 673 de FOXO3A humain (NP_001446.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	O43524
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Glacière avec pains de glace