

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxo3A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Wvh4

Numéro d'article: CM0017291

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FOXO3A de souris, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines et de rat. Idéal pour les recherches sur l'apoptose, l'autophagie et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXO3A pAb de lapin
Remarques/Alias	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, 1110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
Espèce	Souris
GenelD (humain)	2309
GenelD	56484
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 558-635 de FOXO3A de souris (NP_062714.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9WVH4
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace