

Anticorps Monoclonal Anti-Foxp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H334

Numéro d'article: CM0006847



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FOXP1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec FOXP1 humain, souris, rat. Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription, le développement des cellules B et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Espèce	Humain
GeneID	27086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-677 de FOXP1 humain (NP_116071.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H334
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace