

Anticorps Polyclonal Anti-Foxp2 Pour Wb, Elisa - O15409

Numéro d'article: CM0030570



Introduction

Anticorps FOXP2 polyclonal de lapin validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Cible la protéine de la boîte fourchette P2 impliquée dans le développement de la parole et du langage. Convient pour les études sur l'épithélium pulmonaire et les tissus neuronaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPCH1 ; CAGH44 ; TNRC10 ; FOXP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	93986
GeneID	93986
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 590-715 de FOXP2 humain (NP_055306.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15409
Poids moléculaire protéique	80 kDa
Expédition	Sac de glace