

Anticorps Monoclonaux Anti-Foxp3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0004389



Introduction

Anticorps Monoclonaux Lapin FOXP3 de haute qualité validés pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les cellules Treg et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FOXP3 mAb Lapin
Remarques/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	50943
GenelD	50943
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZS1
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace