

Anticorps Monoclonal Anti-Foxp3 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0005107



Introduction

mAc Lapin FOXP3 (Q9BZS1) validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée humaine ; cible un facteur de transcription à boîte à fourche crucial pour le développement des Treg et l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin FOXP3
Remarques/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50943
GeneID	50943
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9BZS1
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace