

Anticorps Polyclonal Anti-Foxp3 Pour Wb, Elisa - Q99Jb6

Numéro d'article: CM0028464



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FOXP3 de souris, validé pour Western blot et ELISA. FOXP3 est essentiel pour le développement des lymphocytes T régulateurs et l'homéostasie immunitaire, ce qui rend cet anticorps adapté aux études d'immunologie et d'autoimmunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	sf; JM2; scurfin
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	50943
ID du gène	20371
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de FOXP3 de souris (NP_473380.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q99JB6
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace