

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxp3 Pour Wb Et Elisa - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0018197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FOXP3 humain, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la biologie des lymphocytes T régulateurs, l'homéostasie immunitaire et la maladie IPEX.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-180 de FOXP3 humain (NP_054728.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9BZS1
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace