

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxq1 Pour Ihc-P, Elisa - Q9C009

Numéro d'article: CM0021224

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin FOXQ1 est conçu pour les applications IHC-P et ELISA. Il cible le FOXQ1 humain, un facteur de transcription impliqué dans la différenciation du follicule pileux. Idéal pour la recherche en dermatologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin FOXQ1
Remarques/Alias	FOXQ1 ; HFH1 ; forkhead box Q1
Espèce	Humain
GenID	94234
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du FOXQ1 humain (NP_150285.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9C009
Poids Moléculaire de la Protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace