

Anticorps Polyclonal Anti-Foxs1 Pour Wb, Elisa - 043638

Numéro d'article: CM0012861

Introduction

Anticorps polyclonal anti-FOXS1 de lapin pour WB et ELISA. Validé chez l'homme et le rat. FOXS1 est un répresseur transcriptionnel impliqué dans l'organisation de la vascularisation testiculaire. Idéal pour la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOXS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	FKHL18; FREAC10; FOXS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2307
GeneID	2307
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-330 de la FOXS1 humaine (NP_004109.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O43638
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac isotherme