

Anticorps Monoclonal Anti-Fpgs Pour Wb, Elisa - Q05932

Numéro d'article: CM0003315

Introduction

Validé pour le WB et l'ELISA, cet anticorps monoclonal de lapin détecte la FPGS humaine et de rat, l'enzyme clé de la polyglutamation du folate et du métabolisme du méthotrexate. Idéal pour la recherche sur le métabolisme à un carbone, la pharmacologie des antifolates et l'enzymologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FPGS Rabbit mAb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2356
GeneID	2356
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-587 de la FPGS humaine (Q05932)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q05932
Poids protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace