


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fpr2 Pour If/Cci Et Elisa - P25090

Numéro d'article: CM0022772



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FPR2 humain (récepteur 2 de peptide N-formyl) validé pour IF/CCI et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible impliquée dans l'immunité innée et la signalisation de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FPR2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II; FPR2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	2358
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du FPR2 humain (NP_001453.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25090
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace