

Anticorps Monoclonal Anti-Fps/Fdps Pour Wb, Elisa - P14324

Numéro d'article: CM0004634



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le FPS/FDPS humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Farnésyl pyrophosphate synthase, enzyme clé de la biosynthèse des isoprénoïdes, ~48kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FPS/FDPS Lapin mAb
Remarques/Alias	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2224
GeneID	2224
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-419 du FPS/FDPS humain. (NP_001995.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14324
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace