


Anticorps Polyclonal Anti-Frataxine (Fxn) Pour Wb - Q16595

Numéro d'article: CM0018928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FXN/Frataxine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des clusters fer-soufre et l'ataxie de Friedreich.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FXN / Frataxine Rabbit pAb
Remarques / Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2395
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-210 de la FXN / Frataxine humaine (NP_000135.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16595
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace