


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Frataxin/Fxn Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16595

Numéro d'article: CM0004275



Introduction

Anticorps monoclonaux de lapin dirigés contre la frataxine humaine/FXN, validés pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse du cluster fer-soufre mitochondrial et de l'ataxie de Friedreich.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Frataxin/FXN mAb Lapin
Remarques/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2395
GeneID	2395
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-210 de la frataxine humaine/FXN (NP_000135.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16595
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace