


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Frataxine/Fxn [Validé Par Kd] Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16595

Numéro d'article: CM0005054



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Frataxine (FXN) humaine, validé par KD. Adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cible une protéine mitochondriale impliquée dans l'assemblage des groupes fer-soufre et l'homéostasie du fer. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Frataxine/FXN Rabbit mAb [validé par KD]
Remarques / Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	2395 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-210 de la FXN/Frataxine humaine (NP_000135.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16595
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sachet de glace