

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Frem2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Szk8

Numéro d'article: CM0019799

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FREM2 humain. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de l'intégrité épithéliale et de l'adhésion cellulaire. SWISS : Q5SZK8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FREM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CRYPTOP; FRASRS2; FREM2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	341640
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-300 de FREM2 humain (NP_997244.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5SZK8
Poids moléculaire	351kDa
Expédition	Sac de glace