

Anticorps Polyclonal Anti-Frmd6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Ne9

Numéro d'article: CM0027846

Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal lapin anti-FRMD6 (Q96NE9) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le FRMD6 humain, souris et rat, une protéine à domaine FERM située à la membrane et dans le cytoplasme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin FRMD6
Remarques/Alias	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	122786
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 82-183 du FRMD6 humain (NP_001253975.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NE9
Poids Protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace