

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Frs2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Numéro d'article: CM0005175



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin FRS2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec FRS2 (SNT-1) humain, murin, rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation FGFR et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin FRS2
Remarques/Alias	SNT ; SNT1 ; FRS1A ; FRS2A ; SNT-1 ; FRS2alpha ; FRS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10818
Immunogène	Protéine recombinante de FRS2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WU20
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace