

Polymab® Rabbit Anti-Frs2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Numéro d'article: CM0005505



Introduction

Le PolymAb® Rabbit anti-FRS2 est un anticorps monoclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et réagit avec l'homme, la souris et le rat. FRS2 est une protéine adaptatrice qui relie les récepteurs FGFR et NGF aux voies de signalisation MAP kinase et PI3K. Idéal pour la recherche sur la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® Rabbit anti-FRS2
Remarques / Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10818
Immunogène	Protéine recombinante (protéine recombinante de FRS2 humain)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WU20
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac isotherme