

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Frzb Pour Wb, Elisa - Q92765

Numéro d'article: CM0030435

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FRZB humain (SFRP3, FRZB-1). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le rat et la souris. Cible un modulateur de signalisation Wnt sécrété impliqué dans la squelettogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FRZB Lapin pAb
Remarques/Alias	FRE, OS1, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SRFP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2487
GeneID	2487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 166-325 du FRZB humain (NP_001454.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat, Souris
SWISS	Q92765
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace