

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fsh Alpha/Bêta Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01225

Numéro d'article: CM0004357



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant les chaînes alpha/bêta de la FSH, validé pour les applications IF-P, IHC-P et ELISA. Spécifique aux échantillons humains. Idéal pour la recherche sur les hormones de la reproduction et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin FSH alpha/bêta
Remarques/Alias	HCG ; LHA ; FSHA ; GPA1 ; GPHa ; TSHA ; GPHA1 ; CG-ALPHA ; FSHB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1081/2488
GeneID	1081/2488
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01215/P01225
Poids protéique	13kDa/15kDa
Expédition	Sac de glace