

## Anticorps Polyclonal Anti-Fshb Pour Wb, Elisa - P01225

Numéro d'article: CM0016695



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FSHB humain pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en biologie de la reproduction et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Spécification                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | FSHB Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias             | HH24 ; FSHB                                                                                                                |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)             | 2488                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-129 du FSHB humain (NP_000501.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée          | Souris, Rat                                                                                                                |
| SWISS                       | P01225                                                                                                                     |
| Poids moléculaire protéique | 15 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                               |