


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fshr Pour Wb, If-P, Elisa - P23945

Numéro d'article: CM0016141



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FSHR humain (récepteur de l'hormone folliculo-stimulante). Validé pour WB, IF-P et ELISA, il présente une réactivité croisée avec les FSHR de souris et de rat. Idéal pour des études de physiologie reproductive et de la voie de signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FSHR Rabbit pAb
Remarques / Alias	LGR1; ODG1; FSHR1; FSHRO; FSHR
Espèce	Humain
ID du gène	2492
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 631 à 695 du FSHR humain (NP_000136.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23945
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace