

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fsp1/S100A4 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26447

Numéro d'article: CM0002504



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine S100A4 (FSP1) humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des métastases, de la motilité cellulaire et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FSP1/S100A4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6275
Identifiant du gène	6275
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 2-101 de la protéine S100A4 humaine (P26447)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26447
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace