

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fsp1/S100A4 Pour Wb - P26447

Numéro d'article: CM0020399



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-FSP1/S100A4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier S100A4 dans la motilité cellulaire, les métastases et l'apoptose. Matière première IVD de haute qualité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin FSP1/S100A4
Remarques/Alias	42A ; 18A2 ; CAPL ; FSP1 ; MTS1 ; P9KA ; PEL98 ; FSP1/S100A4
Espèce	Humain
ID du Gène	6275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-101 du FSP1/S100A4 humain (NP_002952.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26447
Poids Moléculaire de la Protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace