

Anticorps Polyclonal Anti-Fstl4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Mzw2

Numéro d'article: CM0020537

Introduction

Le pAc de lapin anti-FSTL4 est un anticorps polyclonal validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Il détecte le FSTL4 humain, de souris et de rat, une protéine sécrétée de la famille de la follistatine. Idéal pour les études sur la signalisation extracellulaire et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FSTL4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FSTL4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23105
GeneID	23105
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-250 du FSTL4 humain (NP_055897.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6MZW2
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace