

Anticorps Polyclonal Anti-Fstl5 Pour Wb, If-P, Elisa - Q8N475

Numéro d'article: CM0020649

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la FSTL5 humaine, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la protéine 5 apparentée à la follistatine dans divers échantillons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FSTL5 pAb de lapin
Remarques/Alias	FSTL5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	56884
ID du gène	56884
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-250 de la FSTL5 humaine (NP_064501.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N475
Poids moléculaire de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace