

Anticorps Monoclonal Anti-Ftcd Pour Wb, Elisa - 095954

Numéro d'article: CM0006650

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FTCD validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît le FTCD humain, murin et de rat avec un poids moléculaire prédit de 59 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'histidine et les voies du folate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-FTCD
Remarques/Alias	LCHC1 ; FTCD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10841
GeneID	10841
Immunogène	Protéine recombinante de FTCD humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095954
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace