

Anticorps Polyclonal Anti-Ftcd Pour Wb Et Elisa - 095954

Numéro d'article: CM0024893

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la FTCD humaine (formiminotransférase-cyclodéaminase), produit contre un fragment recombinant C-terminal. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FTCD Lapin pAb
Remarques/Alias	LCHC1 ; FTCD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10841
GeneID	10841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 412-541 de la FTCD humaine (NP_006648.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095954
Poids moléculaire protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace