

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fto Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0B1

Numéro d'article: CM0002770



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FTO validé KO pour WB, IHC-P, ELISA. Spécifique au FTO humain, murin, de rat (~58 kDa). Idéal pour la recherche en épitranscriptomique, obésité et cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] FTO Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	GDFD ; ALKBH9 ; BMIQ14 ; TO
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79068
GeneID	79068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 327-504 du FTO humain (NP_001073901.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0B1
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace