

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fto Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9C0B1

Numéro d'article: CM0009646



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FTO haute performance, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec la FTO humaine, une déméthylase de l'ARN clé impliquée dans la masse grasse, l'obésité et la leucémie. Idéal pour la recherche en épigénétique et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FTO Rabbit mAb
Remarques/Alias	GDFD ; ALKBH9 ; BMIQ14 ; FTO
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	79068
GeneID	79068
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la FTO humaine (Q9C0B1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9C0B1
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace