

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fto Pour Wb, Ip, Elisa - Q9C0B1

Numéro d'article: CM0018709



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-FTO détecte la FTO (dioxygénase dépendante de l'alpha-kétoglutarate) humaine, de souris et de rat. Validé pour WB, IP, ELISA. Cible la ARN déméthylase associée à la masse grasseuse et à l'obésité pour des études d'épitranscriptomique et d'adipogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FTO Rabbit pAb
Remarques / Alias	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79068
GeneID	79068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 327-504 de la FTO humaine (NP_001073901.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0B1
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace